



# Bateria kuchenna z dźwignią Clinic Corio



Producent	
Waga	1.37 kg
Product Code	BFC_060C
EAN	5907650819417
SKU	003106
IBB ID	13237

## Specyfikacja produktu

Producent	DEANTE	Jednostka	szt
EAN	5907650819417	Dodatkowe cechy	cool-out
Grupa akustyczna [dB]	I (x ≤ 20)	Regulacja wysokości stelaża [mm]	200
Rozmiar aeratora	m24	Typ aeratora	honeycomb
Rozmiar głowicy ceramicznej	40 mm	Zakres regulacji od [mm]	700
Gwint przyłącza	m10	Klasa przepływu [l/min]	a - 9.1-15 l/min
Gwint od instalacji	3/8"	Materiał	stal nierdzewna
Rodzaj baterii	jednouchwytowa. mieszaczowa	Sposób montażu	stojący
		Zasięg wylewki baterijnej [mm]	225
Rodzaj wylewki	obrotowa	Średnica przyłącza [mm]	50
Wysokość całkowita baterii [mm]	208		

## Bateria kuchenna z dźwignią Clinic

Korpus baterii wykonany z najwyższej jakości mosiądzu

Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Wydłużona dźwignia typu Clinic, ułatwiająca obsługę

Wężyki przyłączeniowe w komplecie

Tylko najlepsze materiały, których jakość potwierdzamy badaniami w laboratorium

W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

## Bateria wyposażona w aerator napowietrzający strumień

Bateria wyposażona została w aerator, dzięki któremu strumień wody jest idealnie napowietrzony i miękki. Rozwiązanie to poprawia komfort użytkowania, jednocześnie ograniczając zużycie wody, co oznacza niższe rachunki domowe. Masz też świadomość, że przyczyniasz się do dbania o planetę.



## Wydłużona dźwignia typu Clinic, ułatwiająca obsługę

Baterie z dźwignią Clinic są przykładem komfortowej i zarazem maksymalnie bezpiecznej obsługi. Strumień wody można włączyć dłonią, przedramieniem albo łokciem. Rozwiązanie to powstało z myślą o miejscach, w których liczy się wysoki poziom higieny. To częsty wybór w klinikach, salonach urody czy restauracjach.

## W ofercie preparat do czyszczenia armatury we wszystkich kolorach

Preparat przeznaczony jest do baterii w każdym wykończeniu. Dzięki specjalnej formule nie pozostawia na czyszczonych produktach smug, zarysowań i nie powoduje matowienia. Preparat doskonale sprawdzi się w pielęgnacji tak wymagającej czarnej armatury, zachowując jej pierwotny wygląd na długie lata.

